


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## GANCHO MANIPULADOR LIO SINSKEY 0,25mm ANGULADO

REFERENCIA: K3-5193  
MARCA: KATENA



Descripción: Manipulador de gancho Sinskey de lentes intraoculares, angulado con punta roma y diámetro 0,25 mm.

Medidas: Longitud de la punta angulada 10 mm. Longitud del instrumento 105 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, Rev.2*