

GANCHO DE IRIS Y MANIPULADOR KUNGLÉN "PUSH-PULL" ANGULADO

REFERENCIA: K3-5520
MARCA: KATENA



Descripción: Instrumental para manipular la lente, con curva para mejor maniobrabilidad, y mango plano para facilitar una sujeción firme.

Medida: 10mm desde la curva hasta la punta y mango plano de 97mm de longitud total.

Material: Fabricado en acero inoxidable. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 14 de Abril del 2015, Rev.1.