

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## GANCHO IRIS Y MANIPULADOR DE LIO KUNGLÉN "PUSH-PULL" ANGULADO

REFERENCIA: K3-5523

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho para el iris y manipulador de lentes intraoculares. Mango redondo y punta angulada.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Medidas: Largo total 11,5 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 20 Dde mayo del 2015, rev. 2*