

## GANCHO MANIPULADOR DE LENTES MALTZMAN-FENZL 0,15mm ANGULADO

REFERENCIA: K3-5533  
MARCA: KATENA



Descripción: Gancho Maltzman-Fenzi especialmente diseñado para la manipulación de lentes. Mango redondo y estriado para una mejor manipulación. Punta angulada.

Medidas: Longitud total de 118mm. Ø de la punta de 0,15mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 01 de Febrero del 2017, rev. 1.*