

ANILLO DE FIJACION DEL GLOBO CON RANURAS CONCÉNTRICAS

REFERENCIA: K3-6154
MARCA: KATENA



Descripción: Anillo atraumático, fijo abierto y con ranuras concéntricas, para fijación del globo ocular. Especialmente indicado para estabilizar el ojo en procedimientos de catarata.

Medidas: Longitud total de 99mm. Ø interno de 12mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 01 de Febrero del 2017, rev. 1.