

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

GANCHO PARA DESPRENDIMIENTO DE RETINA GASS CON ABERTURA OVAL

REFERENCIA: K3-6740

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho para colocar banda de silicona en desprendimiento de retina con apertura oval para sutura.

Material/Composición: Acero Inoxidable. Grado Médico.

Longitud: 130mm

Presentación: caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 20 de Mayo del 2015, rev.2