

GANCHO HELVESTON CON PUNTA ANGULADA GRANDE

REFERENCIA: K3-6760

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho extra delicado, con punta ligeramente angulada y cónica. Modelo largo.

Medidas: 124mm de longitud total.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 27 de Octubre de 2016, Rev.2.