


GANCHO MUSCULO HELVESTON CON PUNTA ROMA

REFERENCIA: K3-6778, K3-6780 Y K3-6782

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho músculo Helveson de punta roma, con un diseño más pequeño y delicado que los ganchos estándar. La punta, con forma de espátula, permite una fácil inserción por debajo del músculo, con una retención positiva y a la vez una fácil extracción. Especialmente diseñados para cirugía de estrabismo. Espátula disponible en tres medidas.

Medidas:

Referencia	Longitud (mm)
K3-6778	8
K3-6780	10
K3-6782	12

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de marzo del 2015, rev.2