


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

GANCHO DE MÚSCULO GRAEF

REFERENCIA: K3-67XX

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho de músculo Graef diseñado para recobrar los músculos rectos del ojo a sus posiciones de inserción, con la mínima distorsión posible.

Medidas:

Referencia	Número de tamaño	Medida (mm) Longitud desde la curvatura externa a la punta
K3-6710	1	10
K3-6720	2	11
K3-6730	3	12

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2