

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

GANCHO DE MUSCULO JAMESON

REFERENCIA: K3-6800 PEQUEÑO
 K3-6810 GRANDE
MARCA: KATENA



Descripción: Gancho de músculo, especialmente indicado para manipular los músculos oculares.

La referencia K3-6800 mide 12,8 cm de largo total, punta de 3,2 cm y gancho de 0,9 cm.

La referencia K3-6810 mide 13,3 cm de largo total, punta de 3,6 cm y gancho de 1,2 cm.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 20 de mayo del 2015, rev.2