


GANCHO DE MÚSCULO RICHWALSKY

REFERENCIA: K3-6830
MARCA: KATENA



Descripción: Gancho de músculo, con punta roma y apertura. Especialmente diseñado para los casos con músculos muy tensos.

Medidas: Longitud total de 133 mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 25 de mayo del 2017, rev 1.