

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

GANCHO DE MÚSCULO BISHOP CON PLATAFORMA GIRATORIA

REFERENCIA: K3-6854

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho con plataforma giratoria para manipular los músculos rectos oculares. Su diseño y ajustado tamaño le permite deslizarse debajo del músculo, mientras la plataforma giratoria otorga un margen de seguridad para que las agujas no penetren en ningún momento la esclera.

Medidas: Longitud total del instrumento - 125 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 20 de mayo del 2015, rev.2