

QUERATÓMETRO INTRAOPERATIVO MALONEY

REFERENCIA: K3-7888

MARCA: KATENA



Descripción: Queratómetro intraoperativo Maloney para una medición cualitativa del astigmatismo.

Material: Fabricado en titanio. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 20 de mayo del 2015, Rev.2