

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

REGLA GRADUADA HENDERSON

REFERENCIA: K3-7904

MARCA: KATENA



Descripción: Regla circular biselada con intervalos de 5° y 4 muescas de alineación. Diámetro interior 11,7mm.

(Para uso en combinación con las Refs. K3-7912 y K3-7936).

Material: acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 20 de mayo del 2015, rev.2