


MARCADOR DE GRADOS HENDERSON DENTADO

REFERENCIA: K3-7905
MARCA: KATENA



Descripción: Marcador de grados Henderson dentado, diseñado para una mejor fijación al ojo. Dientes atraumáticos. Las marcas van en incrementos de 5°.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de febrero del 2015, Rev.1.