

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MARCADOR AXIAL HENDERSON

REFERENCIA: K3-7912

MARCA: KATENA



Descripción: Marcador axial para LIOs tóricas con 2 marcas radiales de 2,5 mm y ancho total de 11 mm

(Para uso en combinación con las Refs. K3-7904).

Material: acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2