

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## MARCADOR DE CORTE DE RELAJACIÓN HENDERSON

REFERENCIA: K3-7936

MARCA: KATENA



Descripción: Marcador de corte de relajación limbal con marcas a 30°, 45° y 60°.

(Para uso en combinación con las Refs. K3-7904).

Material: acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2*