

MARCADOR RADIAL ANIS 4,0mm/12,5mm, 8 CUCHILLAS

REFERENCIA: K3-8852

MARCA: KATENA



Descripción: Marcador radial Anis de 4 mm de apertura central y 12,5 mm de diámetro externo y 8 cuchillas.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 5 de junio del 2015, Rev. 1.