

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MARCADOR RADIAL ANIS 4,0mm/12,5mm, 16 CUCHILLAS

REFERENCIA: K3-8855

MARCA: KATENA



Descripción: Marcador radial Anis de 4 mm de apertura central y 12, 5mm de diámetro externo y 16 cuchillas.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, Rev.2