

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## MARCADOR SUTURA ANIS 8 HOJAS 8.0 MM. O.D.

REFERENCIA : K3-8862

MARCA: KATENA



DESCRIPCION: Marcador para sutura de 8 hojas radiales con apertura central de 8 mm. utilizado durante la cirugía de transplante de córnea.

MATERIAL: Acero inoxidable grado médico.

PRESENTACION: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, Rev.2

