

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CALIBRADOR CASTROVIEJO

REFERENCIA: K3-9000

MARCA: KATENA



Descripción: Compas de castroviejo recto. Rango de apertura de 20mm.

Material: acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2