


## CALIBRADOR BRAUNSTEIN

REFERENCIA: K3-9250

MARCA: KATENA



Descripción: Calibrador Braunstein para inyecciones intravítreas, con aperturas dispares en sus extremos.

Medida: Aperturas de 3,5 y 4 mm respectivamente. Longitud total del instrumento 77 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 13 de febrero del 2015, Rev.1.*