

## LENTE 3 ESPEJOS SMT 001

REFERENCIA: K30-1000  
MARCA: KATENA



Descripción: Lente de diagnóstico con 3 espejos, tiene el centro óptico centrado para ver el polo posterior y espejos para ver/tratar el ángulo de cámara anterior, regiones periféricas y arqueadas. Magnificación de imagen de 0,93x y magnificación del punto de laser de 1,08x. Los espejos son más amplios pero a su vez más finos en comparación a las lentes de la competencia, esta lente ofrece una óptica excepcional.

Aumento: 0,93x.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 27 de setiembre del 2017, Rev.1.*