

LENTE DE UN SOLO USO GONIO 4 ESPEJOS SMT 002

REFERENCIA: K30-1005

MARCA: KATENA



Descripción: lente de diagnóstico con 4 espejos de 64°, indicada para una visualización eficiente con mínima manipulación de la lente y una óptica central para ver el polo posterior. También disponible con mango. (K30-1010)

Aumento: 0,8x.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 01 de diciembre del 2016, Rev.1.