

LENTE IRIDOTOMÍA SMT 008

REFERENCIA: K30-1130
MARCA: KATENA



Descripción: Diseñada con una óptica de gran diámetro para ver/tratar estructuras de la periferia del iris. Óptica de aumento de mayor diámetro tiene una visión más amplia que las lentes existentes.

Ampliación de la imagen 1,6x y aumento del punto láser 0,63x. Óptica excepcional.

Aumento: Ampliación de imagen 1,6x y láser de 0,63x.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 15 de Junio del 2018, rev. 1.