

ANILLO DE SUTURA SMT 026

REFERENCIA: K30-1530

MARCA: KATENA



Descripción: Anillo de sutura, sin pestañas (a diferencia de su homóloga con pestañas K30-1535), que proporciona una gran estabilidad para sujetar cualquier lente de vitrectomía de Katena. Estéril y desechable.

Medidas: Diámetro 13 mm.

Presentación: caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 26 de mayo de 2017, Rev.1.