

LENTE SMT 011 BIASFERICA DE 28D

REFERENCIA: K30-2415
MARCA: KATENA



Descripción: Lente desechable estéril de 28D que ofrece una magnificación de imagen clara de 2,1x del fondo de ojo del paciente y un campo de vista amplio de 53°. La magnificación del punto de láser es de 0,47x. Con cobertura anti reflejante, ofrece una visión y una óptica excepcional, sin marcas de agua ni arañazos. Esta lente es ideal para procedimientos quirúrgicos para la unidad de neonatales (UCIN).

Aumento: Magnificación de imagen de 2,1x.
Magnificación del punto de láser de 0,47x

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 28 de Febrero del 2018, Rev.1.