

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

TIJERA TROUTMAN-CASTROVIEJO

REFERENCIA: K4-1200
K4-1210

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera corneoescleral con tope. Hojas pequeñas y delicadas.

Ref. K4-1200 presenta la punta curvada hacia la derecha y la ref. K4-1210 curvada hacia la izquierda.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 10,5 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev. 2