

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

TIJERA TROUTMAN-KATZIN

REFERENCIA: K4-2010

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera curva, especialmente indicada para trasplantes corneales.

Terminadas en unas pequeñas hojas de pronunciada curvatura.

Cierre a la izquierda.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2