

## TIJERA TRASPLANTE KATZIN CURVA MEDIANA

REFERENCIA: K4-2020 y K4-2030

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera especialmente indicada para trasplante corneal. Hojas curvas, de tamaño mediano.

<b>K4-2020</b>	Mano derecha
<b>K4-2030</b>	Mano izquierda

Medida: Longitud de las cuchillas 10 mm. Longitud total del instrumento 107mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 25 de febrero del 2015, Rev.1.*