

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## TIJERA CORNEAL CASTROVIEJO UNIVERSAL DE CURVA ROMA MEDIANA

REFERENCIA: K4-2220

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera para tejidos blandos, corte de hilos y otros usos. Hojas de tamaño medio y puntas redondeadas.

Material/Composición: Acero Inoxidable. Grado Medico.

Longitud total: 115mm

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2*