

TIJERA TENOTOMÍA WESTCOTT CURVA ROMA STANDARD

REFERENCIA: K4-3100 PARA MANO DERECHA
K4-3110 PARA MANO IZQUIERDA

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera especialmente indicada para tenotomía. Presenta unas hojas curvadas estándar, con puntas romas.

Medidas: Longitud total de 110mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de mayo 2017, rev. 1