

TIJERA PUNTOPLASTIA TIBOLT

REFERENCIA: K4-3130

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera Tibolt especialmente diseñada para la puntoplastia. Presenta una cuchilla de forma cónica con micro-ranuras y superficie texturizada para marcar la profundidad de la inclusión en el canal lacrimal.

Medidas: Longitud total de 110mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2017, rev. 1.