

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## TIJERA SUTURA WESTCOTT CURVA AFILADA STANDARD

REFERENCIA: K4-4100

MARCA: KATENA



Descripción: Tijeras Westcott curvas de puntas muy finas y afiladas unidas en su parte anterior y posterior. Utilizadas principalmente para la disección y corte de la conjuntiva.

Medidas: 115 mm de longitud total.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2*