

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

TIJERA CAPSULOTOMIA VANNAS

REFERENCIA: K4-5010
MARCA: KATENA



Descripción: Tijera para capsulotomía. Puntas curvas, afiladas, de 5mm de longitud.

Medidas: Longitud total 80 mm, puntas de 5 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable, grado médico.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 25 de Junio del 2014, rev.2