

## TIJERA ANGULADA ROMA HOLLAND

REFERENCIA: K4-5075

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera Holland de hojas rectas, ligeramente anguladas, para facilitar la disección del tejido estromal hacia la periferia. Las puntas de las hojas son redondeadas y romas, para evitar dañar el tejido subyacente cuando se manipula.

Medidas: Hojas de 4,5 mm. Longitud total del instrumento 80 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 10 de febrero del 2015, Rev.1.*