

## TIJERA URIBE-STERN AFILADA

**REFERENCIA: K4-5123**

**MARCA: KATENA**



Descripción: Tijera Uribe-Stern especialmente diseñada para capsulotomía. Presenta unas puntas afiladas, cuchillas curvadas extra delgadas e inclinadas hacia adelante.

Medidas: Longitud total de 105mm. Longitud de las cuchillas de 10mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 17 de Marzo del 2017, rev. 1.*