

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ALIO MICS Scissors 23Ga

REFERENCIA: K4-5351

MARCA: KATENA



Descripción: Tijeras extra delicadas de hojas rectas y romas. Con mango articulado. Permiten el corte de sinequias y fibrosis capsulares, así como la realización de pequeñas iridectomías. Su diámetro de 0,6mm (23G) hace posible que entre por paracentesis muy pequeñas.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev. 2