


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MICROCORTADOR DE LIO DELICADO

REFERENCIA: K4-5560

MARCA: KATENA



Descripción: Microcortador de lentes intraoculares blandas con microcuchillas de 4mm, indicado para cortar lentes a través de incisiones de 1,5 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, Rev.2