


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## KATENA IOL CUTTER

REFERENCIA: K4-5571

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera de corte y extracción de LIOS plegables. Para incisiones de 3mm. Sistema de limpieza interna del mecanismo de corte. Las hojas de 6mm de longitud están aserradas, con el fin de fijar la lente y evitar que se deslice durante el proceso de corte.

Este sistema tiene un mecanismo que le proporciona suficiente fuerza para cortar limpiamente cualquier espesor de LIOS.

Medidas: longitud de las hojas 6mm.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev. 2*