

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

TIJERA OCULAR PUNTAS AFILADAS STANDARD

REFERENCIA: K4-7400 recta
K4-7410 curva

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera ocular con puntas afiladas y forma estándar.

La referencia K4-7400 presenta las hojas rectas y la referencia K4-7410 curvas.

Medidas: Longitud total 11 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2