


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

TIJERA TENOTOMIA STEVENS

REFERENCIA: K4-8520 punta recta
K4-8530 punta curva

MARCA: KATENA



Descripción: Tijeras Stevens en forma de lazo. Punta roma recta (ref. K4-8520) o curva (ref. K4-8530), indicada para tenotomías.

Medidas: El ancho del instrumento es de 55 mm y la longitud total de 95 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2