

TIJERAS PARA ESTRABISMO KNAPP CON PUNTAS ROMAS

REFERENCIA: K4-9000 y K4-9010

MARCA: KATENA



Descripción: Tijeras Knapp con puntas romas diseñadas para intervenciones de estrabismo.

K4-9000	Puntas rectas
K4-9010	Puntas curvas

Medidas: Longitud total del instrumento 115 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, Rev.2