

TIJERA DE ENUCLEACION CON PUNTAS ROMAS

REFERENCIA: K4-9910 PUNTAS CURVATURA MEDIA
K4-9920 PUNTAS MUY CURVAS

MARCA: KATENA



Descripción: Tijera para enucleación de puntas romas curva (K4-9910) y muy curva (K4-9920). Indicadas para cortar el nervio óptico.

Medida: Longitud total del instrumento 13 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 28 de julio del 2015, Rev.1.