

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA BOTVIN

REFERENCIA: K5-1050

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza de iris para iridectomía periférica. Punta con 1x2 dientes.

Medidas: 7,5cm

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev. 2