

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA COLIBRÍ 1x2 DIENTES

REFERENCIA: K5-1500

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza corneal colibrí muy delicada con 1x2 dientes de 0,12mm. La pinza mide 7,5 cm de largo.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.3