

PINZA HARMS-COLIBRI DELICADA DIENTES 1x2, 0,12mm CON PLATAFORMA

REFERENCIA: K5-1520

MARCA: KATENA



Descripción: Las Pinzas Harms-Colibri son muy delicadas, sus dientes poseen una plataforma diseñada para un agarre efectivo. Se usa en oftalmología y optometría, para sujetar y fijar en la iridectomía.

Medidas: 84 mm de longitud. Dientes en disposición 1x2 de 0,12mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 27 de abril de 2016, Rev.1.