

PINZA COLIBRI ESTÁNDAR DIENTES 1x2 0,4mm CON PLATAFORMA

REFERENCIA: K5-1550
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza Colibri estándar con dientes rectos, de estrecha separación, indicada para agarrar el flap de la córnea o esclera.

Medida: Dientes 1x2 con 0,4 mm de separación. Longitud total del instrumento 75 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 13 de febrero del 2015, Rev.1.