

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA SUTURA DELICADA POLACK

REFERENCIA: K5-1560

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza con dos puntos de fijación separadas 1 mm y con dientes de 1x2. La separación de 1mm permite pasar la aguja de sutura mientras se tiene estabilizada la cornea. También se reduce la distorsión del tejido, reduciendo el potencial astigmatismo.

Medidas: Dientes 1x2 de 0,12 mm. Longitud total del instrumento 7,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2