

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA DE SUTURA CORNEAL HOFFMANN-POLACK

REFERENCIA: K5-1566

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza de sutura corneal con guía. 1 mm de separación. 1x1 dientes de 0,2 mm.

Material: acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2